


# KERN ODC 861

La cámara con refrigeración para los exámenes profesiones de fluorescencia



## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	ODC 861
Serie de modelos	ODC-83
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Cámaras para microscopio
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761235748
Fecha de inicio prevista	2020-1HJ
Número del arancel aduanero	90119000
CE Label	Yes

## Datos técnicos - Primarios

Tipo de cámara	USB3 Cámara de microscopio (refrigeración) - C-Mount
Resolución de la cámara	20 MP
Tipo de sensor	Sony CMOS
Tamaño del sensor	1"

## Datos técnicos - Construcción

Capacidad de color	Color
Montaje de la cámara	C-Mount
Interfaces	USB 3.0
Sistema operativo	Win 10;Win 11;Win 8
Software aplicable	Microscope VIS 2.0 Pro (OXM 902)
Dimensiones (An×Pr×Al)	80×80×103 mm

## Datos técnicos - Fuente de alimentación

Tipo de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Tensión de entrada	100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,0A
Enchufe	Más dentro, menos fuera
Clase de protección	Clase de protección III - tensión extrabaja de protección
Fijación del cable	desmontable

## Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	270×250×130 mm
Peso bruto	2,6 kg
Peso neto	2,6 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	0 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	159 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	5 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	0 g
Elementos de embalaje - Peso - Vidrio	0 g
Elementos de embalaje - por peso - madera	0 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	0 g

# KERN ODC 861

La cámara con refrigeración para los exámenes profesiones de fluorescencia



Elemento de embalaje - por  
peso - metal 0 g

Plazo de entrega 1 d

## Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min -5 °C

Stotage Temp Max 40 °C

## Datos técnicos - Verificación

WEEE Yes

## Funciones

Standard



USB 3.0



SOFTWARE



1 DAY