

# KERN EMB 2000-2V

Bilancia didattica compatta con funzione determinazione densità integrata

**KERN®**

## Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Modello codice articolo       | EMB 2000-2V            |
| Modello-Serie                 | EMB                    |
| Assortimento                  | KERN                   |
| Tipologia di prodotto         | Bilance da laboratorio |
| Gruppo di prodotti            | Bilance scolastiche    |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Articolo principale    |
| Codice EAN (Modello)          | 4045761144453          |
| Data di inizio prevista       | 2013-1HJ               |
| Numero di tariffa doganale    | 90160010               |
| CE Label                      | Sì                     |

## Dati tecnici - Primario

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Capacità di pesatura            | 2000 g    |
| Leggibilità                     | 0,01 g    |
| Ripetibilità                    | 0,02 g    |
| Linearità                       | ± 0,05 g  |
| Superficie di pesata (d)        | 150 mm    |
| Peso di regolazione consigliato | 2 kg (F1) |

## Dati tecnici - Costruzione

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Dimensioni dell'alloggiamento     | 175×250×55 mm |
| Piastra di pesatura del materiale | Plastica      |
| Materiale dell'involucro          | Plastica      |
| Superficie di pesata (d)          | 150 mm        |

## Dati tecnici - Display

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Altezza del display | 15 mm |
| Retroilluminazione  | Sì    |

## Dati tecnici - Alimentazione

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Batteria                              | 9 V Block     |
| Tempo di funzionamento                | 12 h          |
| Adattatore di rete/adattatore incluso | CH;EURO;UK;US |

## Dati tecnici - Sistema di misura

|                                                       |                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Metodo di calibrazione                                | Aggiustamenti con peso esterno |
| Linearità                                             | ± 0,05 g                       |
| Leggibilità                                           | 0,01 g                         |
| Peso di regolazione consigliato                       | 2 kg (F1)                      |
| Ripetibilità                                          | 0,02 g                         |
| Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio | 2,5 s                          |
| Tempo di riscaldamento                                | 120 min                        |
| Sistema di pesatura                                   | Estensimetro                   |
| Unità di pesata                                       | Ct;g                           |
| Carati - capacità massima                             | 10000 ct                       |
| Carato - lettura                                      | 0,05 ct                        |

## Dati tecnici - Condizioni ambientali

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Umidità massima                  | 80 %  |
| Temperatura massima di esercizio | 35 °C |
| Temperatura ambiente minima      | 5 °C  |
| Umidità minima                   | 5 %   |

# KERN EMB 2000-2V

Bilancia didattica compatta con funzione determinazione densità integrata



## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H) 220×290×150 mm

Peso lordo 1,4 kg

Peso netto 0,90 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio  
- in peso - cartone 410 g

Componenti dell'imballaggio  
- in peso - plastica 10 g

Tempo di consegna 1 d

## Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS 963-127

## Funzioni

### Standard



### Option

