

BROCHURE DEL PRODOTTO

KERN
3 17-05-2020a

Data: 15.03.2025

ITALIANO



Peso singolo, classe OIML E2, 20 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato

CONTACT**KERN & SOHN GmbH**

Ziegelei 1

72336 Balingen

Germany

Telefono : +49 7433 9933-0

Fax : +49 7433 9933-149

Email : info@kern-sohn.comWeb : www.kern-sohn.com

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	317-05-2020a
Modello-Serie	317
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	Pesi di prova OIML E2
Tipo di utilizzo del prodotto	Elemento della distinta base commerciale
Codice EAN (Modello)	4045761003606
Modello successivo	317-05; 317-05-2022i
Numero di tariffa doganale	84239090

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	20 g
Tolleranza (OIML)	0,08 mg
Cassa in alluminio	317-050-600
Cassa in plastica	317-050-400
Cassa in legno	317-050-100

Dati tecnici - Costruzione

Materiale	acciaio inossidabile lucidato
-----------	-------------------------------

Dati tecnici - Sistema di misura

Classe OIML	E2
Conformità OIML	sì
Densità (kg/m ³)	7950
Volume (cm ³)	2,5

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	13×13×22 mm
Peso lordo	0,05 kg
Peso netto	0,05 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica	sì
-------------------------	----

Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS	962-335
--------------------	---------

FUNZIONI

Standard



ACCESSORI

Modello	Descrizione
317-050-100	Custodia in legno per pesi KERN 317-050-100
317-050-400	Custodia per pesi in plastica KERN 317-050-400
317-050-600	Custodia rinforzata in alluminio KERN 317-050-600
315-242	Pinzetta KERN 315-242

SERVIZI

Modello	Descrizione
952-335	Omologazione KERN 952-335
962-335	Calibrazione DAkKS 962-335
962-335R	Ricalibrazione DAkKS KERN 962-335R
920-33	Marcatura per incisione KERN 920-33
921-335	Scostamento positivo garantito (? +1/3 OIML) KERN 921-335
920-331	Marcatura per incisione (ultime cifre del numero di serie) KERN 920-331