

KERN 346-09

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 50 kg, Block, Edelstahl



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	346-09
Modell-Reihe	346
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761117150
Geplanter Starttermin	2013-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	50 kg
Toleranz (OIML)	2,5 g
Gehäuse Aluminium	346-090-600

Technische Daten - Konstruktion

Abmessungen	295×158×191 mm
Werkstoff	Edelstahl

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	50 kg
OIML-Klasse	M1
OIML-konform	Ja
Toleranz (OIML)	2,5 g
Dichte (kg/m ³)	7200
Volumen (cm ³)	6944

Funktionen

Standard

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	295×158×191 mm
Bruttogewicht	50 kg
Nettogewicht	50 kg
Versandart	Spedition
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	30 d

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung	962-646
--------------------	---------

KERN 346-09

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 50 kg, Block, Edelstahl

