

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	KDP 300-3-2.024a
Modell-Reihe	KDP
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Digitale Wiegesysteme
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761232303
Nachfolgemodell	KDP 300-3; KDP 300-3-????e
Geplanter Starttermin	2020-2HJ
Zolltarifnummer	84239010
CE Label	Yes

Technische Daten - Primär

Wägekapazität	350 g
Ablesbarkeit	1 mg
Länge des Anzeigekabels	1,5 m
Nettogewicht	1,04 kg
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	165×165×73 mm

Technische Daten - Konstruktion

Material-Wägeplatte	Kunststoff, ableitfähig lackiert
Libelle	Yes
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Wägefläche (d)	105 mm

Länge des Indikatorkabels	1,5 m
Abmessungen Wägeplattform	165×165×73 mm
Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H)	0×0×0 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	165×166×140 mm
IP-Schutz-Anzeige	Kein IP-Schutz
IP-Schutz Wägezelle	Kein IP-Schutz

Technische Daten - Spannungsversorgung

Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US
Eingangsspannung	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Schnittstellen	Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory);Ethernet (optional, factory);USB-Device;WLAN (optional, factory)

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 5 mg
Ablesbarkeit	1 mg
Empfohlenes Justiergewicht	350 g (F1)
Reproduzierbarkeit	2 mg
Anwärmzeit	120 min

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit 80 %

Maximale Betriebstemperatur 35 °C

Minimale Umgebungstemperatur 5 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 250×530×160 mm

Bruttogewicht 2,0 kg

Nettogewicht 1,2 kg

Versandart Paketdienst

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier 0 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff 0 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor 0 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Glas 0 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz 0 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff 0 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Metall 0 g

Lieferzeiten 1 d

Optionale Dienstleistungen

Funktionen

Standard

Option

Factory

DAkkS Kalibrierung

963-127