


FOLLETO DEL PRODUCTO

OPTICS OBB-A1259

Fecha: 30.04.2025

ESPAÑOL



Objetivo plan acromático infinito (sin cubreobjetos) para una gran distancia de trabajo, 40 x /0,65, (3,9 mm) (con suspensión)

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

DESCRIPCIÓN

Objetivo 40 x (Plan infinito) OBB-A1259

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OBB-A1259
Serie de modelos	OBB-AO
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios metalúrgicos
Tipo de uso del producto	Pieza de recambio;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761167940
Número del arancel aduanero	90119000

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Stotage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	65×40×40 mm
Peso bruto	0,60 kg
Peso neto	0,30 kg
Método de envío	Servicio de paquetes

Componente de embalaje - por peso - cartón 300 g

Plazo de entrega 1 d

FUNCIONES

Standard

