

OPTICS ODC 893

Fecha: 28.01.2025

ESPAÑOL



Microscopio digital USB

CONTACT

 Dirección

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

 Teléfono y fax

Teléfono : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

 Internet

Correo electrónico : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

ESCAPARATE DE PRODUCTOS



ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN

Microscopio digital USB ODC 893

ESPECIFICACIÓN

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	ODC 893
Serie de modelos	ODC-89
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Cámaras de microscopio
Tipo de uso del producto	Pieza de recambio
Código EAN (Modelo)	4045761190542
Fecha de inicio prevista	unbestimmt-1HJ
Número del arancel aduanero	85258900
Modelo descatalogado	yes

Datos técnicos - Primarios

Tipo de cámara	USB Microscopio digital
----------------	-------------------------

Resolución de la cámara 2 MP

Tipo de sensor CMOS

Tamaño del sensor 1/3,2"

Datos técnicos - Construcción

Capacidad de color Color

Interfaces USB 20

Sistema operativo Win 10;Win 11;Win 7;Win 8

Software aplicable externo (OXM 902)

Dimensiones 35×35×103 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Enchufe USB A

Clase de protección clase de protección III - tensión extrabaja de protección

Fijación del cable	Conectado permanentemente
--------------------	---------------------------

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	160×158×85 mm
Peso bruto	0,50 kg
Peso neto	0,40 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	0 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	131,984 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	438 mg
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	13,432 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	0 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Storage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Verificación

CE	yes
WEEE	yes

ACCESORIOS

Modelo	Descripción	Precio
ODC-A2404	Portaobjetos de calibración con micrómetro KERN ODC-A2404	40,00 €

DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Tipo de cámara	Resolución de la cámara	Tipo de sensor	Tamaño del sensor
ODC-A8506				
ODC-A8507				
ODC 893	USB Microscopio digital	2 MP	CMOS	1/3,2"
ODC-A8201				
ODC-A8301				
ODC-A8501				
ODC-A8502				
ODC-A8503				
ODC-A8504				
ODC-A8505				
ODC-A8701				
ODC-A8801				
ODC-A8901				
ODC-A8902				
ODC-A2401				
ODC-A2402				