



NEW



## Nadeldrucker KERN YKT-01

Hochwertiger Drucker mit großem LCD-Display und zahlreichen Funktionen

### Technische Daten

- Druckverfahren: 8 Druckmagnete mit Punktmatrix
- Geschwindigkeit: 1,7 Zeilen/s
- Zeichengröße (ASCII-Zeichen): B×H 1,7×2,6 mm
- Lebensdauer: 1 Million Zeilen
- Farbbandkassette: EPSON ERC-22 oder ERC-09B
- Betrieb über Netzadapter 230 V/50 Hz, Standard EU, serienmäßig

### Zubehör

- Farbband für Drucker (1 St.), KERN YKT-A03
- Druckerpapier (1 Rolle), KERN 911-013-002
- Druckerpapier (10 Rollen), KERN 911-013-010




**Easy Touch**

### Tipp:

#### EasyTouch Individual Print

Das Druckerzeugnis (z. B. Etiketten) kann frei gestaltet werden. Die Größe des Druckbereichs sowie die Platzierung der Druckelemente können individuell angepasst werden. Die Barcode-Funktion ermöglicht den Druck jedes Elements als Barcode oder QR-Code.

Weitere Details, siehe *EasyTouch*

	<b>Marlensoft</b> Marlensoft private limited India
<b>Product details :</b>	
Net weight : 0.02 kg	
Gross weight : 0.11 kg	
2022-08-07 14:56:45	
	
9 876543 210319	
<b>KERN &amp; Sohn GmbH</b> Brickworks 1, D-72336, Balingen info@kern-sohn.com	
<b>Choco bar delight</b>	
Net weight : 0.02 kg	
Gross weight : 0.11 kg	
	
Ship to: Marlensoft private limited Mepz, Chennai, India	
	
9 876543 210129	
	<b>Lebkuchen cookies</b>
Net weight : 0.02 kg	
Gross weight : 0.11 kg	
Manufacturer : Essen Lebkuchen	

Beispiel Ausdrücke mit ET Individual Print

STANDARD



### Hinweis für die Bestellung von Druckern:

Bitte bei Bestellung Ihr Waagen-Modell angeben, damit der Drucker im Werk entsprechend vorkonfiguriert werden kann.