

KERN 347-161

Peso singolo, classe OIML M1, 50 kg, Peso di controllo, acciaio inossidabile tornito fine

KERN[®]



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	347-161
Modello-Serie	347
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML M1 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761008939
Data di inizio prevista	2004-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	50 kg
Tolleranza (OIML)	2,5 g
Cassa in alluminio	Non disponibile
Cassa in legno	337-161-200

Dati tecnici - Costruzione

Materiale	Acciaio inossidabile tornito fine
-----------	-----------------------------------

Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	50 kg
Classe OIML	M1
Conformità OIML	Sì
Tolleranza (OIML)	2,5 g
Densità (kg/m ³)	7950
Volume (cm ³)	6250

Funzioni

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	198×198×249 mm
Peso lordo	50 kg
Peso netto	50 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	17 d

Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS	962-646
--------------------	---------

KERN 347-161

Peso singolo, classe OIML M1, 50 kg, Peso di controllo, acciaio inossidabile tornito fine

KERN[®]

Standard

