

# KERN TI-DL

Hebelprüfstand für reproduzierbare Härteprüfungen mit Grundplatte aus Glas

**KERN**<sup>®</sup>



## Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Modell-Artikel-Code    | TI-DL                   |
| Modell-Reihe           | TI                      |
| Sortiment              | Sauter                  |
| Produkt Segment        | Härteprüfung            |
| Produktgruppe          | Shore-Härteprüfgeräte   |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel;Zubehör/DL |
| EAN-Code (Modell)      | 4045761179172           |
| Geplanter Starttermin  | 2012-1HJ                |
| Zolltarifnummer        | 90248000                |
| Herkunftsland          | CN                      |

## Technische Daten - Primär

|             |         |
|-------------|---------|
| Härteskalen | Shore D |
|-------------|---------|

## Technische Daten - Konstruktion

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Material Gehäuse | Metall, lackiert |
|------------------|------------------|

## Technische Daten - Messsystem

|                        |      |
|------------------------|------|
| Prüfkraft Härtemessung | 50 N |
|------------------------|------|

## Technische Daten - Umweltbedingungen

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Maximale Lagertemperatur | 40 °C  |
| Minimale Lagertemperatur | -10 °C |

## Technische Daten - Verpackung & Versand

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 355×255×180 mm |
|--------------------------------|----------------|

## Funktionen

Standard

|  |                |
|--|----------------|
| Bruttogewicht                                    | 11 kg          |
| Nettogewicht                                     | 9 kg           |
| Versandart                                       | Paketdienst    |
| UN-Nummer  | Kein Gefahrgut |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton   | 750 g          |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor | 750 g          |
| Lieferzeiten                                     | 1 d            |

# KERN TI-DL

Hebelprüfstand für reproduzierbare Härteprüfungen mit Grundplatte aus Glas

