


KERN DLB 60-4A

Feuchtebestimmer mit intuitivem Grafikdisplay und Feuchtemessung bis 0,001%



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	DLB 60-4A
Modell-Reihe	DLB
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Feuchtebestimmer
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761492752
Geplanter Starttermin	2026-1HJ
Zolltarifnummer	90160010
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär

Wägekapazität	60 g
Ablesbarkeit	0,0001 g
Reproduzierbarkeit	0,0001 g

Technische Daten - Konstruktion

Libelle	Yes
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Wägefläche (d)	100 mm

Technische Daten - Anzeige

Höhe des Displays	11 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung

Netzadapter/Adapter enthalten

EURO

Eingangsspannung	220 V -240 V AC; 50Hz, 60Hz
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,0006 g
Messkapazität [Max]	160 °C
Mindestgewicht (USP)	200 mg
Ablesbarkeit (Feuchtigkeit)	0,001%
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	4 s
Tara-Bereich	60 g
Anwärmzeit	4 h

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	70 %
Maximale Betriebstemperatur	35 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	45 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	420×310×370 mm
Bruttogewicht	7 kg

KERN DLB 60-4A

Feuchtebestimmer mit intuitivem Grafikdisplay und Feuchtemessung bis 0,001%



Nettogewicht 4,8 kg

Versandart Paketdienst

Verpackungsbestandteil -
nach Gewicht - Papier 165 g

Verpackungsbestandteil -
nach Gewicht - Karton 800 g

Verpackungsbestandteil -
nach Gewicht - Kunststoff 30 g

Verpackungsbestandteil -
nach Gewicht - Schaumstoff 100 g

Lieferzeiten 1 d

Technische Daten - Feuchtemessung

Minimale
Trocknungstemperatur 35 °C

Optionale Dienstleistungen

DAkks Kalibrierung 963-103

ISO-Temperatur-Kalibrierung 964-305

Funktionen

Standard



Option

DAkks