

KERN OZB-A7101UK

Professionelle Beleuchtungseinheiten garantieren eine herausragende, gleichmäßige und starke Ausleuchtung



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OZB-A7101UK
Modell-Reihe	OZB-IR
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Externe Beleuchtungseinheiten
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761361591
Vorgängermodell	OZB-A7101
Geplanter Starttermin	2018-1HJ
Zolltarifnummer	85395100

Technische Daten - Primär

Beleuchtungsart	LED
Beleuchtungsintensität	4,5W

Technische Daten - Konstruktion

Farbtemperatur	6500-7000 K
Dimmbar	Yes
Durchmesser des Rings	6,2 cm
Polarisationsfilter	Yes
Abmessungen	99×90×33 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung

Schutzklasse	Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
--------------	--

Funktionen

Standard

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	0 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	250×150×80 mm
Bruttogewicht	1,00 kg
Nettogewicht	0,95 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	62,5 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

WEEE	Yes
------	-----

KERN OZB-A7101UK

Professionelle Beleuchtungseinheiten garantieren eine herausragende, gleichmäßige und starke Ausleuchtung

