

KERN KOB-TM

Data: 29.01.2025

ITALIANO



Apparecchio indicatore

CONTACT

 Indirizzo

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

 Telefono e fax

Telefono : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

 Internet

Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIZIONE

Apparecchio indicatore KOB-TM, display LCD, altezza cifre 25 mm, unità di pesata kg

SPECIFICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	KOB-TM
Modello-Serie	KO
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Prodotti medici
Gruppo di prodotti	Bilance a piattaforma per sedie a rotelle
Tipo di utilizzo del prodotto	Pezzo di ricambio prodotto
Codice EAN (Modello)	404576 11486 11
Data di inizio prevista	2013-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239010

Dati tecnici - Display

Altezza del display	25 mm
---------------------	-------

Dati tecnici - Alimentazione

Batteria	6×15 V AA
Tensione di ingresso	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Batteria ricaricabile	Accu opzionale - interno

Dati tecnici - Sistema di misura

Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Unità di pesata	kg

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	-10 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	18×80×80 mm
Peso lordo	0,50 kg
Peso netto	0,35 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	94 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	94 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica

Approvazione della verifica conforme alla norma 2014/31/UE	yes
Classe di verifica	III
Approvazione medica 93/42/EWG	yes

ACCESSORI

Modello	Descrizione	Prezzo
FOB-A08	Funzionamento a batteria interno KERN FOB-A08	70,00 €

PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione	Prezzo
FOB-A08	Funzionamento a batteria interno KERN FOB-A08	70,00 €

DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Nome del modello	Capacità di pesatura	Leggibilità	Valore di verifica (e)
KOB-TM			
RMWAN-4011			
RMWS-2003			
RMWAN-4010			
RMWA-9002			
RMWB-2003			
RMWS-1003			
RMWS-8012			
RMWB-8001			
RMWS-4010			
RMWS-4012			
RMWB-2002			
RMWB-3001			
RMWB-5001			
RMWS-2002			
RMWS-8011			
RMWB-4001			
RMWB-1001			
RMWB-2001			
RMWS-8007			
RMWS-8008			
RMWS-2004			
RMWP-4001			
RMWS-4004			
RMWS-8010			

RMWA-4001

RMWA-1001 250 kg

RMWP-8013

RMWS-2001

RMWS-8006
