

BROCHURE PRODUIT

KERN 366-79

Date: 29.04.2025

FRANCAIS



Poids individuel, Classe OIML M3, 50 kg, Bloc Eco, fonte laqué

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	366-79
Model-Serie	366
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	OIML M3 Poids de test
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	404576 124 1855
Numéro de tarif douanier	84239090

Données techniques - Primaire

Valeur nominale	50 kg
Tolérance (OIML)	25 g

Données techniques - Construction

Dimensions (L×P×H)	310×155×192 mm
Matériau	fonte laquée

Données techniques - Système de mesure

Nominal value	50 kg
Classe OIML	M3
OIML conform	oui
Tolerance (OIML)	25 g
Density (kg/m ³)	7100
Volume (cm ³)	7042,2535

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	310×155×192 mm
Poids brut	50 kg
Poids net	50 kg
Mode d'expédition	Transporteur
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Délai de livraison	2 d

Données techniques - Vérification

Vérification possible	oui
-----------------------	-----

Services en option

DAkkS Calibrage	962-646
-----------------	---------

FONCTIONS

Standard



ACCESSOIRES

Modèle	Description
317-290	Gant KERN 317-290

SERVICES

Modèle	Description
962-646	Étalonnage DAkkS KERN 962-646
962-646R	Réétalonnage DAkkS KERN 962-646R
952-646	Homologation KERN 952-646
920-30	Marquage avec des chiffres de frappe KERN 920-30
920-301	Marquage avec des chiffres de frappe (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-301,

DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

Nom du modèle	Valeur nominale	Tolérance (OIML)	Boîtier aluminium
366-94	1 kg	500 mg	-
366-95	2 kg	1 g	-
366-96	5 kg	2,5 g	-
366-97	10 kg	5 g	-
366-86	5 kg	2,5 g	346-060-600
366-87	10 kg	5 g	346-070-600
366-88	20 kg	10 g	346-080-600
366-89	50 kg	25 g	-
366-91	100 g	50 mg	-
366-92	200 g	100 mg	-
366-93	500 g	250 mg	-
366-76	5 kg	2,5 g	346-060-600
366-77	10 kg	5 g	346-070-600
366-78	20 kg	10 g	346-080-600
366-79	50 kg	25 g	-
366-76-2025e	5 kg	2,5 g	-