

BROCHURE DEL PRODOTTO

OPTICS OBB-A3222

Data: 21.03.2025

ITALIANO



Tubo binoculare

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIZIONE

Tubo binoculare OBB-A3222

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OBB-A3222
Modello-Serie	OBB-AT
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi a luce trasmessa
Tipo di utilizzo del prodotto	Ricambio;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761237643
Numero di tariffa doganale	90119000

Dati tecnici - Primario

Tubo	Binoculare
------	------------

Dati tecnici - Costruzione

Tipo di tubo	Siedentopf
Angolo del tubo	45°
Rotazione del tubo	sì
Distanza occhio (max)	75 mm
Distanza oculare (min)	48 mm
Diottria regolabile	unilaterale
Dimensioni	190×100×65 mm

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
-------------------------------	-------

Temperatura di stoccaggio Max	40 °C
-------------------------------	-------

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	265×185×165 mm
----------------------------	----------------

Peso lordo	1,6 kg
------------	--------

Peso netto	1,2 kg
------------	--------

Metodo di spedizione	Servizio pacchi
----------------------	-----------------

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	300 g
--	-------

Tempo di consegna	1 d
-------------------	-----

FUNZIONI

Standard

