

KERN 336-36

Einzelgewicht, OIML-Klasse F2, 5 kg, Block, Edelstahl



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	336-36
Modell-Reihe	336
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F2 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761232808
Geplanter Starttermin	2020-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	5 kg
Toleranz (OIML)	80 mg
Gehäuse Aluminium	346-060-600
Gehäuse Kunststoff	Nicht verfügbar
Gehäuse Holz	Nicht verfügbar

Technische Daten - Konstruktion

Abmessungen	150×68×96 mm
Werkstoff	Edelstahl

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	5 kg
OIML-Klasse	F2
OIML-konform	Ja
Toleranz (OIML)	80 mg

Funktionen

Standard

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×68×96 mm
Bruttogewicht	5 kg
Nettogewicht	5 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichung möglich	Ja
-----------------	----

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	962-443
--------------------	---------

KERN 336-36

Einzelgewicht, OIML-Klasse F2, 5 kg, Block, Edelstahl

