

FOLLETO DEL PRODUCTO

OPTICS OBB-A2408

Fecha: 22.09.2025

ESPAÑOL



Tubo trinocular

CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

DESCRIPCIÓN

El tubo del microscopio OBB-A2408

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OBB-A2408
Serie de modelos	OBB-AT
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios de luz transmitida
Tipo de uso del producto	Pieza de recambio;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	404576 1172838
Número del arancel aduanero	90119000

Datos técnicos - Primarios

Tubo	Trinocular
------	------------

Datos técnicos - Construcción

Tipo de tubo	Siedentopf
Ángulo del tubo	30°
Distancia ocular (máx.)	75 mm
Distancia ocular (mín.)	52 mm
Dioptrías ajustables	un lado

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min -5 °C

Storage Temp Max 40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) 265×185×165 mm

Peso bruto 2 kg

Peso neto 1,4 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Componente del embalaje - por peso - plástico 600 g

Plazo de entrega 1 d

FUNCIONES

Standard

