

## BROCHURE DEL PRODOTTO

---

# OPTICS OBB-A1345

Data: 11.04.2025

ITALIANO



Tubo trinoculare

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
Email : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## DESCRIZIONE

Tubo per microscopio OBB-A1345

## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Modello codice articolo       | OBB-A1345                   |
| Modello-Serie                 | OBB-AT                      |
| Assortimento                  | Optics                      |
| Tipologia di prodotto         | Microscopi                  |
| Gruppo di prodotti            | Microscopi a luce trasmessa |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Ricambio;Accessori/Servizi  |
| Codice EAN (Modello)          | 4045761168800               |
| Modello successivo            | OBB-A1548                   |
| Numero di tariffa doganale    | 90119000                    |

### Dati tecnici - Primario

|      |             |
|------|-------------|
| Tubo | Trinoculare |
|------|-------------|

### Dati tecnici - Costruzione

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Tipo di tubo           | Siedentopf  |
| Angolo del tubo        | 30°         |
| Rotazione del tubo     | sì          |
| Distanza occhio (max)  | 75 mm       |
| Distanza oculare (min) | 50 mm       |
| Diottria regolabile    | unilaterale |

### Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min -5 °C

Temperatura di stoccaggio Max 40 °C

### Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H) 265×185×165 mm

Peso lordo 2 kg

Peso netto 1,4 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica 600 g

Tempo di consegna 1 d

## FUNZIONI

Standard

