

KERN 356-87

Einzelgewicht, OIML-Klasse M2, 10 kg, Block, Gusseisen lackiert

KERN[®]



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	356-87
Modell-Reihe	356
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M2 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761248298
Vorgängermodell	356-87-2019a
Geplanter Starttermin	2020-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	10 kg
Toleranz (OIML)	1,6 g
Gehäuse Aluminium	346-070-600

Technische Daten - Konstruktion

Abmessungen	190×95×109 mm
Werkstoff	Gusseisen lackiert

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	10 kg
OIML-Klasse	M2
OIML-konform	Ja
Toleranz (OIML)	1,6 g
Dichte (kg/m ³)	7100

Funktionen

Standard

Volumen (cm³) 1408,4507

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	190×95×109 mm
Bruttogewicht	10 kg
Nettogewicht	10 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichung möglich Ja

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung 962-644

KERN 356-87

Einzelgewicht, OIML-Klasse M2, 10 kg, Block, Gusseisen lackiert

KERN[®]

