

KERN ODC 825

Los aparatos de microscopía específicos para mediciones, contajes, documentación, archivado y procesado de imágenes.

KERN®



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	ODC 825
Serie de modelos	ODC-82
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Cámaras de microscopio
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761190450
Modelo predecesor	ODC 824
Fecha de inicio prevista	2016-1HJ
Número del arancel aduanero	85258900

Datos técnicos - Primarios

Tipo de cámara	USB2 Cámara de microscopio - C-Mount
Resolución de la cámara	5,1 MP
Tipo de sensor	Aptina CMOS
Tamaño del sensor	1/2,5"

Datos técnicos - Construcción

Capacidad de color	Color
Montaje de la cámara	C-Mount
Interfaces	USB 2.0
Sistema operativo	Win 10;Win 11;Win 7;Win 8
Software aplicable	Externo (OXM 902)
Dimensiones	80×80×45 mm

Datos técnicos - Verificación

WEEE	Yes
------	-----

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Enchufe	USB B
Clase de protección	Clase de protección III - tensión extrabaja de protección

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	164×164×75 mm
Peso bruto	1,00 kg
Peso neto	0,60 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	0 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	342,022 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	12,0959 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	0 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	62,9821 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Storage Temp Max	40 °C

KERN ODC 825

Los aparatos de microscopía específicos para mediciones, contajes, documentación, archivado y procesado de imágenes.



Funciones

Standard

