

BROCHURE DEL PRODOTTO

KERN 315-409-406

Data: 19.03.2025

ITALIANO



Safety Set 50 g (M1); 500 g (M1)

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

VETRINA DEI PRODOTTI



DESCRIZIONE

- Questi "KERN Safety Set" contengono ciascuno un peso di calibrazione per il controllo della sensibilità, vale a dire della corretta regolazione della vostra bilancia e un piccolo peso di calibrazione per controllare l'estremità inferiore della portata, la cosiddetta pesata minima
- Come opzione il "KERN Safety Set" consente di avere spazio per un ulteriore peso di calibrazione, per controllare la vostra bilancia in base al valore di peso per voi rilevante
- Utili accessori assolutamente personalizzati per il "KERN Safety Set", come ad esempio guanti speciali, pinzette, impugnature per pesi, pennello ecc., vi supportano nel corretto utilizzo dei vostri pesi di calibrazione
- Conservandoli nella pratica custodia protettiva insieme alla vostra bilancia, potrete controllare e garantire in qualunque momento la massima precisione della vostra bilancia

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	315-409-406
Modello-Serie	315
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML M1 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi

Codice EAN (Modello)	4045761245839
----------------------	---------------

Numero di tariffa doganale	84239090
----------------------------	----------

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	50 g & 500 g
-----------------	--------------

Cassa in alluminio	zet315-000-000
--------------------	----------------

Peso set cassa	in valigetta di alluminio
----------------	---------------------------

Dati tecnici - Costruzione

Materiale	acciaio inossidabile
È un set di pesi	sì
Numero di pesi nel set	2
Tipo di caso	in valigetta di alluminio

Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	50 g & 500 g
Classe OIML	M1
Conformità OIML	sì

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	255×135×140 mm
Peso lordo	3 kg
Peso netto	1,2 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	1,8 kg
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica	sì
-------------------------	----

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS	962-600-600
--------------------	-------------

FUNZIONI

Standard



SERVIZI

Modello	Descrizione
962-600-600	Calibrazione DAkkS 962-600-600

PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
315-242	Pinzetta KERN 315-242

DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Nome del modello	Valore nominale	Cassa in alluminio	Peso set cassa
315-406-403	5 g & 50 g	zet315-000-000	in valigetta di alluminio
315-412-407	100 g & 2 kg	zet315-000-000	in valigetta di alluminio
315-409-405	20 g & 500 g	zet315-000-000	in valigetta di alluminio
315-412-408	200 g & 2 kg	zet315-000-000	in valigetta di alluminio
315-407-404	10 g & 100 g	zet315-000-000	in valigetta di alluminio
315-408-404	10 g & 200 g	zet315-000-000	in valigetta di alluminio
315-408-405	20 g & 200 g	zet315-000-000	in valigetta di alluminio
315-409-406	50 g & 500 g	zet315-000-000	in valigetta di alluminio
315-411-407	100 g & 1 kg	zet315-000-000	in valigetta di alluminio
315-411-406	50 g & 1 kg	zet315-000-000	in valigetta di alluminio