

KERN OCM 162T251

Digital-Set mit Mikroskop, 4K-Kamera und C-Mount-Adapter für eine komfortable Beobachtung und präzise Dokumentation der Probe



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OCM 162T251
Modell-Reihe	OCM-S
Sortiment	Mikroskope & Optische Messtechnik
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Durchlichtmikroskope
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761490932
Geplanter Starttermin	2025-2HJ
Zolltarifnummer	90118000
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär

Optisches System	Infinity
Tubus	Trinokular
Standard-Objektive	10x;20x;40x;PH 20x
Qualität der Objektive	Infinity Plan
Beleuchtung	5W LED (Durchlicht)

Technische Daten - Konstruktion

System	Invers
Tubus-Typ	Siedentopf
Winkel des Tubus	45°
Objektivrevolver-Positionen	5
Augenabstand (max)	76 mm

Augenabstand (min)	48 mm
Einstellbare Dioptrie	Beidseitig
Fokussiermechanik	Koaxialer Grob- und Feintrieb
Feintrieb minimal	0,002 mm
Tischverfahrweg	128 mm;180 mm
Kondensor Typ	Standard
Apertur des Kondensors	0,3
Befestigung des Kondensors	Fix
Abmessungen (B×T×H)	390×235×620 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung

Art der Spannungsversorgung	Steckernetzteil
Eingangsspannung	100 - 240 V
Netzstecker	Hohlstecker, innen Plus, Ø außen 5.5 mm, Ø innen 2.5 mm, lang 10 mm
Schutzklasse	Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
Kabelbefestigung	Abnehmbar
Schnittstellen	Bluetooth;Ethernet;HDMI;U SB 2.0;USB 3.0;WLAN

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

KERN OCM 162T251

Digital-Set mit Mikroskop, 4K-Kamera und C-Mount-Adapter für eine komfortable Beobachtung und präzise Dokumentation der Probe



Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	590×440×390 mm
Bruttogewicht	22 kg
Nettogewicht	15 kg
Versandart	Paketdienst
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

WEEE	Yes
------	-----

Technische Daten - Beleuchtung

Beleuchtungsrichtungen	Durchlicht
Art des durchgelassenen Lichts	LED
Durchlichtintensität	5 W
Dimmbar	Durchlicht

Funktionen

Standard

