



Apparecchio indicatore: Plastica, protezione antipolvere ed antispruzzo , alimentatore di rete integrato

CONTACT

 Indirizzo

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

 Telefono e fax

Telefono : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

 Internet

Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

VETRINA DEI PRODOTTI



DESCRIZIONE

Apparecchio indicatore KMC-TM, display LCD, altezza cifre 25 mm, unità di pesata

SPECIFICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	KMC-TM
Modello-Serie	KMC
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Prodotti medici
Gruppo di prodotti	Bilance per bambini
Tipo di utilizzo del prodotto	Pezzo di ricambio
Codice EAN (Modello)	4045761150478
Data di inizio prevista	2014-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239010
Modello fuori produzione	yes

Dati tecnici - Display

Altezza del display	25 mm
---------------------	-------

Dati tecnici - Alimentazione

Tempo di ricarica	12 h
Tensione di ingresso	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	22 h
Batteria ricaricabile	Accu opzionale - interno

Dati tecnici - Sistema di misura

Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
------------------------	--------------------------------

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Umidità minima	0 %

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	365×205×95 mm
Peso lordo	1,00 kg
Peso netto	1,00 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Numero ONU	3496
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	0 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica

Approvazione della verifica conforme alla norma 2014/31/UE	yes
Classe di verifica	III

PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione	Prezzo
RMCC-9002	Copertura del display RMCC-9002	7,00 €
RMCC-8008	Tapa del compartimento de las pilas RMCC-8008	5,00 €
RMCC-5001	Presa di collegamento RMCC-5001	5,00 €

DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Nome del modello	Capacità di pesatura	Leggibilità	Valore di verifica (e)
RMBCN-4012			
RMBCN-4013			
RTMBA-4001			
RTMBA-8001			
RTMBA-8002			
RTMBA-8003			
RTMBA-8004			
RMBCN-2002			
RMBD-8001			
RTMBA-2001			
RMBC-2001			
RMBCN-2001			
RMBC-6011			
RMBC-2002			
RMBC-8002			
RMBC-8003			
RMBC-8013			
RMBC-8012			
RMBC-8001			
RMBC-6001			
RMBB-4010			
RMBCN-4010			
RMBCN-4011			
MBC-A09			
RMBC-9001			
KMC-TM			

RMBB-6001

RMBB-1003

RMBB-4002

RMBB-8002

RMBB-4001

RMBB-4005

RMBE-8001
