

PRODUKTBROSCHÜRE

OPTICS OBB-A1210

Datum: 30.04.2025

DEUTSCH



Tubus Trinokular

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

BESCHREIBUNG

Mikroskoptubus OBB-A1210

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OBB-A 12 10
Modell-Reihe	OBB-AT
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Polarisierende Mikroskope
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 116742 1
Zolltarifnummer	90119000

Technische Daten - Primär

Tubus	Trinokular
-------	------------

Technische Daten - Konstruktion

Tubus-Typ	Siedentopf
Winkel des Tubus	30°
Rotation des Tubus	ja
Augenabstand (max)	75 mm
Augenabstand (min)	50 mm
Einstellbare Dioptrie	einseitig
Abmessungen (B×T×H)	230×120×100 mm

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min -5 °C

Lagertemperatur Max 40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen
Verpackung (B×T×H) 265×185×165 mm

Bruttogewicht 2 kg

Nettogewicht 1,4 kg

Versandart Paketdienst

Verpackungsbestandteil
- nach Gewicht -
Kunststoff 600 g

Lieferzeiten 1 d

FUNKTIONEN

Standard

