

KERN ODC 832

Les spécialistes de la microscopie pour mesures, comptages, documentation, archivage et traitement de l'image

KERN®



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	ODC 832
Model-Serie	ODC-83
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Caméras de microscope
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761190474
Date de début prévue	2016-1HJ
Numéro de tarif douanier	85258900

Données techniques - Primaire

Type de caméra	USB3 Caméra de microscope - C-Mount
Résolution de la caméra	5,1 MP
Type de capteur	Aptina CMOS
Taille du capteur	1/2,5"

Données techniques - Construction

Capacité de couleur	Colour
Montage de la caméra	C-Mount
Interfaces	USB 3.0
Système d'exploitation	Win 10;Win 11;Win 7;Win 8
Logiciel applicable	Externe (OXM 902)
Dimensions	80×80×45 mm

Données techniques - Alimentation électrique

Données techniques - Vérification

WEEE	Yes
------	-----

Fiche d'alimentation	USB B
Classe de protection	Classe de protection III - basse tension de protection

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	164×164×75 mm
Poids brut	1,00 kg
Poids net	0,60 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	0 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	342,022 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	12,0959 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	0 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	62,9821 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

KERN ODC 832

Les spécialistes de la microscopie pour mesures, comptages, documentation, archivage et traitement de l'image



Les fonctions

Standard

