

# KERN 326-064

Kit di pesi, F1, 1 g - 1 kg, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato, in una custodia di plastica

# KERN®



## Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	326-064
Modello-Serie	326
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML F1 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761223943
Modello precedente	322-064
Data di inizio prevista	2019-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

## Dati tecnici - Primario

Valore nominale	1 g - 1 kg
Cassa in plastica	313-082-400
Peso set cassa	In una custodia di plastica

## Dati tecnici - Costruzione

Materiale	Acciaio inossidabile lucidato
È un set di pesi	Sì
Tipo di caso	In una custodia di plastica

## Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	1 g - 1 kg
Classe OIML	F1
Conformità OIML	Sì

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	350×320×180 mm
Peso lordo	3,8 kg
Peso netto	3,8 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	1 d

## Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS	962-419
--------------------	---------

## Funzioni

# KERN 326-064

Kit di pesi, F1, 1 g - 1 kg, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato, in una custodia di plastica

**KERN**<sup>®</sup>

Standard

