

FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN MBC-A01

Fecha: 19.09.2025

ESPAÑOL



Tallímetro mecánico para fijar en la balanza, rango de medición 10 cm – 80 cm, unidades 1 mm

CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

DESCRIPCIÓN

Medidor de altura mecánico MBC-A01

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	MBC-A01
Serie de modelos	MBC
Surtido	KERN
Tipo de producto	Productos médicos
Grupo de productos	Básculas de baño
Tipo de uso del producto	Pieza de recambio;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761133624
Número del arancel aduanero	84239010
CE Label	yes

Datos técnicos - Primarios

Rango de medición	80 cm
Lectura	1 mm

Datos técnicos - Construcción

Dimensiones (An×Pr×Al)	900×465×180 mm
------------------------	----------------

Datos técnicos - Sistema de medición

Rango de medición	80 cm
Lectura	1 mm
Longitud mín.	10 cm

Tipo de dispositivo mecánico

Unidades cm;inch;inch/ft

Tolerancia Longitud 5 mm

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima 80 %

Temperatura máxima de funcionamiento 40 °C

Temperatura ambiente mínima 0 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) 180×890×140 mm

Peso bruto 1,4 kg

Peso neto 0,80 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Componente de embalaje - por peso - cartón 300,65 g

Componente del embalaje - por peso - plástico 300,65 g

Plazo de entrega 1 d

Datos técnicos - Verificación

Clase MPG 1m

Código GMDN 37001

FUNCIONES

Standard



UNIT



1 DAY

PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
RMBC-9001	Portada RMBC-9001

ESPAÑOL