

KERN ODC 852

Les spécialistes de la microscopie pour mesures, comptages, documentation, archivage et traitement de l'image



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	ODC 852
Model-Serie	ODC-85
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Caméras de microscope
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761235731
Date de début prévue	2020-1HJ
Numéro de tarif douanier	85258900

Données techniques - Primaire

Type de caméra	HDMI Caméra de microscope (AF) - C-Mount
Résolution de la caméra	5 MP
Type de capteur	Sony CMOS
Taille du capteur	1/1,8"

Données techniques - Construction

Capacité de couleur	Colour
Montage de la caméra	C-Mount
Mise au point automatique	Yes
Interfaces	HDMI;SD Kartenslot;USB 2.0;WLAN
Système d'exploitation	Win 10;Win 11;Win 7;Win 8
Logiciel applicable	Externe (OXM 902)
Dimensions (L×P×H)	92×68×68 mm

Données techniques - Alimentation électrique

Type d'alimentation	Bloc d'alimentation
Tension d'entrée	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A
Fiche d'alimentation	Plus à l'intérieur, moins à l'extérieur
Classe de protection	Classe de protection III - basse tension de protection
Fixation du câble	amovible

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	225×170×90 mm
Poids brut	1,8 kg
Poids net	1,00 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	0 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	558 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	12 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	0 g
Composant d'emballage - par poids - verre	0 g
Composant d'emballage - par poids - bois	0 g

KERN ODC 852

Les spécialistes de la microscopie pour mesures, comptages, documentation, archivage et traitement de l'image



Composant d'emballage - par poids - mousse 88 g

Composant d'emballage - par poids - métal 0 g

Délai de livraison 1 d

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min. -5 °C

Température de stockage max. 40 °C

Données techniques - Vérification

WEEE Yes

Les fonctions

Standard

