

KERN ORA 6HA

Medición de índice de refracción para laboratorios e industria



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	ORA 6HA
Serie de modelos	ORA-H
Surtido	Optics
Tipo de producto	Refractómetros
Grupo de productos	Refractómetros analógicos
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761483491
Modelo predecesor	ORA 6HA-2023a; ORA 6HB
Fecha de inicio prevista	2025-1HJ
Número del arancel aduanero	90275000

Datos técnicos - Primarios

Escalas	Contenido en agua
Escala Rango	12 % - 30 %
ATC	Sí

Datos técnicos - Construcción

Tipo	Refractómetro manual
Escala de visualización	Analógico
Dimensiones (An×Pr×Al)	168×40×40 mm

Datos técnicos - Sistema de medición

Método de medición	Refracción
Medición Temp min	10 °C
Temperatura máxima de medición	30 °C
Lectura	0,1 %

Funciones

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Storage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	215×94×65 mm
Peso bruto	0,45 kg
Peso neto	0,30 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	26,14 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	26,14 g
Plazo de entrega	1 d

KERN ORA 6HA

Medición de índice de refracción para laboratorios e industria



Standard

