

KERN MPB 300K100

Bilancia pesapersone professionale con funzione BMI

KERN[®]



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	MPB 300K100
Modello-Serie	MPB
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Prodotti medici
Gruppo di prodotti	Bilance pesapersone
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761097575
Data di inizio prevista	2008-1HJ
Numero di tariffa doganale	84231090
CE Label	Sì

Dati tecnici - Primario

Capacità di pesatura	300 kg
Leggibilità	0,1 kg

Dati tecnici - Costruzione

Piastra di pesatura del materiale	Acciaio, verniciato
Dimensioni completamente assemblate (LxPxH)	315x300x60 mm
Involucro del materiale	Acciaio, verniciato

Dati tecnici - Display

Altezza del display	25 mm
---------------------	-------

Dati tecnici - Alimentazione

Batteria	6x1.5 V AA
Tempo di funzionamento	170 h

Adattatore di rete/adattatore incluso

CH;EURO

Tensione di ingresso

220 V - 240 V AC, 50 Hz

Dati tecnici - Sistema di misura

Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,2 kg
Leggibilità	0,1 kg
Peso di regolazione consigliato	250 kg (M1)
Ripetibilità	0,1 kg
Unità di pesata	Kg
Sistema di pesatura	Estensimetro

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	35 °C
Temperatura ambiente minima	5 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (LxPxH)	475x418x130 mm
Peso lordo	6 kg
Peso netto	4,6 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone

220 g

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica

550 g

KERN MPB 300K100

Bilancia pesapersone professionale con funzione BMI



Componenti dell'imballaggio
- in peso - polistirolo 880 g

Tempo di consegna 1 d

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS 963-129

Funzioni

Standard



CAL EXT



MOVE



BATT



MULTI



1 DAY

Option



+3 DAYS