

KERN 336-39

Pesas individuales, Clase OIML F2, 50 kg, Bloqueo, acero inoxidable

KERN[®]



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	336-39
Serie de modelos	336
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de ensayo OIML F2
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761232839
Fecha de inicio prevista	2020-1HJ
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	50 kg
Tolerancia (OIML)	800 mg
Caja aluminio	346-090-600
Caja plástico	No disponible
Caja de madera	No disponible

Datos técnicos - Construcción

Dimensiones	295×158×191 mm
Material	Acero inoxidable

Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	50 kg
Clase OIML	F2
Conforme OIML	Sí
Tolerancia (OIML)	800 mg

Funciones

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	295×158×191 mm
Peso bruto	50 kg
Peso neto	50 kg
Método de envío	Transporte
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	17 d

Datos técnicos - Verificación

Posibilidad de verificación	Sí
-----------------------------	----

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	962-446
-------------------	---------

KERN 336-39

Pesas individuales, Clase OIML F2, 50 kg, Bloqueo, acero inoxidable



Standard

