

KERN 315-107-104

Set sécurité 10 g (E2); 100 g (E2)

KERN[®]



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	315-107-104
Model-Serie	315
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	Kits de sécurité
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761245679
Date de début prévue	2019-1HJ
Numéro de tarif douanier	84239090

Données techniques - Système de mesure

Nominal weights, included	10 g (E2); 100 g (E2)
Valeur nominale	10 g & 100 g
Classe OIML	E2
OIML conform	Oui

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	150×115×70 mm
Poids brut	1,00 kg
Poids net	0,50 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	500 g

Les fonctions

Standard

Délai de livraison 1 d

Données techniques - Vérification

Vérification possible Oui

Services en option

DAkkS Calibrage 962-300-300

KERN 315-107-104

Set sécurité 10 g (E2); 100 g (E2)

KERN[®]

