

# KERN 356-77

Peso singolo, classe OIML M2, 10 kg, Blocco Eco, ghisa laccata

# KERN®



## Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Modello codice articolo       | 356-77                                |
| Modello-Serie                 | 356                                   |
| Assortimento                  | KERN                                  |
| Tipologia di prodotto         | Pesi di prova                         |
| Gruppo di prodotti            | OIML M2 Pesi di prova                 |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Articolo principale;Accessori/Servizi |
| Codice EAN (Modello)          | 4045761241794                         |
| Data di inizio prevista       | 2020-1HJ                              |
| Numero di tariffa doganale    | 84239090                              |

## Dati tecnici - Primario

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Valore nominale    | 10 kg       |
| Tolleranza (OIML)  | 1,6 g       |
| Cassa in alluminio | 346-070-600 |

## Dati tecnici - Costruzione

|            |               |
|------------|---------------|
| Dimensioni | 190×95×109 mm |
| Materiale  | Ghisa laccata |

## Dati tecnici - Sistema di misura

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Valore nominale              | 10 kg     |
| Classe OIML                  | M2        |
| Conformità OIML              | Sì        |
| Tolleranza (OIML)            | 1,6 g     |
| Densità (kg/m <sup>3</sup> ) | 7100      |
| Volume (cm <sup>3</sup> )    | 1408,4507 |

## Funzioni

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

|  |                 |
|--|-----------------|
| Dimensioni imballo (L×P×H)                       | 190×95×109 mm   |
| Peso lordo                                       | 10 kg           |
| Peso netto                                       | 10 kg           |
| Metodo di spedizione                             | Servizio pacchi |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica | 0 g             |
| Tempo di consegna                                | 1 d             |

## Dati tecnici - Verifica

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Possibilità di verifica | Sì |
|-------------------------|----|

## Servizi opzionali

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Calibrazione DAkKS | 962-644 |
|--------------------|---------|

# KERN 356-77

Peso singolo, classe OIML M2, 10 kg, Blocco Eco, ghisa laccata

**KERN**<sup>®</sup>

Standard

