

## LED iluminación del anillo OBB-A6102



### Función

1. Intensidad de luz más baja
2. Interruptor de encendido y apagado
3. Tornillos de fijación



### Ventajas

- ✓ Temperatura de color uniforme
- ✓ Larga vida útil
- ✓ Sin mantenimiento, no hay sustitución de lámparas
- ✓ Consumo de corriente muy bajo
- ✓ Disponible con enchufe del Reino Unido



### Instrucciones de seguridad

La luz del iluminador anular es muy brillante. Por lo tanto, encienda siempre la iluminación antes de mirar por los oculares. Evite mirar directamente a los LEDs.



### Datos técnicos

Intensidad de la iluminación: 4,5W-LED  
 Temperatura del color: ca. 7600K  
 Diámetro interior: 63 mm  
 Tensión de entrada: AC 100-240V



### Nota

La iluminación anular no se adapta a las siguientes series:

- OSE-1
- OSF-4G
- OZC-5
- OZG-4
- OZL-45R



Servicio técnico +49 7433 9933 777