

KERN EWJ 300-3H-2024a

Hochwertige Präzisionswaage mit interner Justierautomatik



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	EWJ 300-3H-2024a
Modell-Reihe	EWJ
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Präzisionswaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761144903
Nachfolgemodell	EWJ 300-3H
Geplanter Starttermin	2016-2HJ
Zolltarifnummer	90160010
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär

Wägebereich	300 g
Ablesbarkeit	0,001 g
Reproduzierbarkeit	0,002 g
Linearität	± 0,005 g
Minimales Stückgewicht	20 mg
Wägefläche (d)	80 mm

Technische Daten - Konstruktion

Gehäuseabmessungen (BxTxH)	220×340×321 mm
Libelle	Yes
Material-Wägeplatte	Edelstahl

Drehbare Schraubenfüße	Yes
Material des Gehäuses	Kunststoff
Wägefläche (d)	80 mm
Abmessungen der Wägeplatte (Durchmesser)	80 mm
Material Windschutz	Kunststoff,Glas
IP-Schutz-Anzeige	Kein IP-Schutz
IP-Schutz Wägezelle	IP65

Technische Daten - Anzeige

Höhe des Displays	16,5 mm
Hintergrundbeleuchtung	LED weiß

Technische Daten - Spannungsversorgung

Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US
Aufladezeit	12 h
Eingangsspannung	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	20 h
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional - intern
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig;USB-Device

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit internem Gewicht (automatisch)
Linearität	± 0,005 g

KERN EWJ 300-3H-2024a

Hochwertige Präzisionswaage mit interner Justierautomatik



Mindestgewicht (USP)	4 g
Ablesbarkeit	0,001 g
Empfohlenes Justiergewicht	300 g (F1)
Reproduzierbarkeit	0,002 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	3 s
Anwärmzeit	120 min

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	35 °C
Minimale Umgebungstemperatur	15 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	400×275×410 mm
Bruttogewicht	6 kg
Nettogewicht	3,6 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	563 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	151 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Glas	0 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Metall	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung	150.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	2 mg
Minimales Stückgewicht	20 mg

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-127
--------------------	---------

Funktionen

Standard



Option

