

**BROCHURE DEL PRODOTTO**

---

**OPTICS  
OBB-A1540**

Data: 30.04.2025

ITALIANO



Tubo trinoculare

---

**CONTACT**

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
Email : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scansiona qui per maggiori  
informazioni

## DESCRIZIONE

Tubo Trinoculare (MET) OBB-A1540

## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OBB-A1540
Modello-Serie	OBB-AT
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi metallurgici
Tipo di utilizzo del prodotto	Ricambio;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761198715
Numero di tariffa doganale	90119000

### Dati tecnici - Primario

Tubo	Trinoculare
------	-------------

### Dati tecnici - Costruzione

Tipo di tubo	Siedentopf
Angolo del tubo	30°
Rotazione del tubo	sì
Distanza occhio (max)	75 mm
Distanza oculare (min)	50 mm
Dioptria regolabile	bilaterale

### Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
-------------------------------	-------

Temperatura di stoccaggio Max 40 °C

### Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	265×185×165 mm
Peso lordo	2 kg
Peso netto	1,4 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	600 g
Tempo di consegna	1 d