

KERN 316-01

Poids individuel, Classe OIML E2, 1 g, Forme compacte, inox poli

KERN[®]



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	316-01
Model-Serie	316
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	Poids de test OIML E2
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761094833
Date de début prévue	2004-1HJ
Numéro de tarif douanier	84239090

Données techniques - Primaire

Valeur nominale	1 g
Tolérance (OIML)	0,03 mg
Boîtier aluminium	317-010-600
Boîtier plastique	317-020-400
Caisse en bois	317-010-100

Données techniques - Construction

Matériau	Inox poli
----------	-----------

Données techniques - Système de mesure

Nominal value	1 g
Classe OIML	E2
OIML conform	Oui
Tolerance (OIML)	0,03 mg

Les fonctions

Standard

Density (kg/m ³)	7950
Volume (cm ³)	0,125

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	6×6×6 mm
Poids brut	0,05 kg
Poids net	0,05 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

Vérification possible	Non
-----------------------	-----

Services en option

DAkkS Calibrage	962-331
-----------------	---------

KERN 316-01

Poids individuel, Classe OIML E2, 1 g, Forme compacte, inox poli

KERN[®]

