

KERN 303-086

Gewichtssatz, E1, 1 mg - 5 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	303-086
Modell-Reihe	303
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML E1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761223004
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Primär

Nennwert	1 mg - 5 kg
Gehäuse Aluminium	313-080-600
Gewichtssatz Koffer	Im Aluminiumetui

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl poliert
Ist Gewichtssatz	Yes
Art des Gehäuses	Im Aluminiumetui

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	1 mg - 5 kg
OIML-Klasse	E1
OIML-konform	Yes

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	460×260×200 mm
Bruttogewicht	18 kg
Nettogewicht	13 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	5,4 kg
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung	963-207
--------------------	---------

Funktionen

Standard

KERN 303-086

Gewichtssatz, E1, 1 mg - 5 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



Option

