


# KERN 347-062-022

Cesto per pesi di controllo, regolato secondo la classe OIML M1

**KERN**<sup>®</sup>



## Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	347-062-022
Modello-Serie	347
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML M1 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761225046
Data di inizio prevista	2019-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

## Dati tecnici - Primario

Valore nominale	60 kg
Tolleranza (OIML)	3 g

## Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni (L×P×H)	1000×500×500 mm
Materiale	Acciaio inossidabile

## Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	60 kg
Classe OIML	M1
Conformità OIML	Sì
Tolleranza (OIML)	3 mg

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	1000×500×500 mm
----------------------------	-----------------

## Funzioni

Standard

Peso lordo	60 kg
Peso netto	60 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	2 d

## Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS	962-646
--------------------	---------

# KERN 347-062-022

Cesto per pesi di controllo, regolato secondo la classe OIML M1

**KERN**<sup>®</sup>

