

BROCHURE PRODUIT

OPTICS OZB-A45 16

Date: 30.04.2025

FRANCAIS



Double col-de-cygne lumineux pour un éclairage optimal de votre échantillon

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

VITRINE DES PRODUITS



FRANCAIS

DESCRIPTION

- Avec l'éclairage col-de-cygne LED 20 W à faisceau lumineux focalisable, vous pouvez régler votre éclairage individuellement. Un rayonnement ponctuel ou diffusé permet un éclairage optimal de votre échantillon

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	OZB-A45 16
Model-Serie	OZB-IF
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Éclairage externe

Type d'utilisation du produit

Article principal

Code EAN (Modèle) 404576 12 17720

Modèle prédécesseur OZB-A45 12

Numéro de tarif douanier 94054239

Données techniques - Primaire

Type d'illumination LED

Intensité de l'éclairage 20W

Données techniques - Construction

Température de couleur	6400 K
Variable	yes
Longueur de la fibre	540 mm
Dimensions (L×P×H)	100×200×150 mm

Données techniques - Alimentation électrique

Classe de protection	classe de protection III - basse tension de protection
----------------------	--

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	300×250×250 mm
Poids brut	4 kg
Poids net	3,8 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	0 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	207,576 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	1,41932 g

Composant de l'emballage - par poids - styromousse 145,835 g

Composant d'emballage - par poids - mousse 0 g

Délai de livraison 1 d

Données techniques - Vérification

WEEE yes

FONCTIONS

Standard



PIÈCES DÉTACHÉES

Modèle	Description
RKFN-5001	Prise de connexion RKFN-5001
OZB-A4535	Lentilles de mise au point de rechange (paire) OZB-A4535
OZB-A4581	Bloc d'alimentation KERN OZB-A4581
OZB-A4582	Bloc d'alimentation KERN OZB-A4582
OZB-A4534	Conducteur optique de rechange OZB-A4534
OZB-A4536	LED de rechange 20W KERN OZB-A4536
RCFS-5001	Passez à KERN RCFS-5001