

KERN OZB-A4571UK

Le unità di illuminazione professionali garantiscono un'illuminazione eccellente, uniforme e potente

KERN®



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OZB-A4571UK
Modello-Serie	OZB-IR
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Illuminazione esterna
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761218482
Data di inizio prevista	2019-1HJ
Numero di tariffa doganale	94054239

Dati tecnici - Primario

Tipo di illuminazione	LED
Intensità di illuminazione	4W

Dati tecnici - Costruzione

Temperatura del colore	7000-11000 K
Dimmerabile	Yes
Diametro dell'anello	6 cm

Dati tecnici - Alimentazione

Classe di protezione	Classe di protezione III - protezione a bassissima tensione
----------------------	---

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H) 235×200×50 mm

Peso lordo 0,50 kg

Peso netto 0,45 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - a peso - carta 0 g

Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone 72,0324 g

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica 2,3112 g

Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo 21,9564 g

Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma 0 g

Tempo di consegna 1 d

Dati tecnici - Verifica

RAEE Yes

KERN OZB-A4571UK

Le unità di illuminazione professionali garantiscono un'illuminazione eccellente, uniforme e potente

KERN[®]

Funzioni

Standard

