

KERN EG 220-3NM

Le classique avec le système de mesure à diapason robuste

KERN[®]



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	EG 220-3NM
Model-Serie	EG
Assortiment	KERN
Type de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances de précision
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761212619
Modèle prédécesseur	EG 220-3NM-2017a
Date de début prévue	2018-2HJ
Numéro de tarif douanier	90160010
CE Label	Oui

Données techniques - Primaire

Capacité de pesage	220 g
Lisibilité	0,001 g
Répétabilité	0,001 g
Linéarité	± 0,002 g
Poids minimum de la pièce	10 mg
Surface de pesée (d)	118 mm

Données techniques - Construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	180×235×75 mm
Niveau à bulle	Oui
Plaque de pesage du matériau	Inox
Pieds à vis pivotants	Oui

Matériau du boîtier	Plastique
Weighing surface (d)	118 mm
Dimensions of weighing plate (diameter)	118 mm
Material draft shield	Plastique

Caractéristiques techniques - Affichage

Hauteur de l'écran	17 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique

Adaptateur secteur/adaptateur inclus	AUS;CH;EURO;UK;US
Temps de charge	12 h
Tension d'entrée	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Batterie rechargeable	Batterie en option

Données techniques - Système de mesure

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids interne (manuel)
Linéarité	± 0,002 g
Poids minimum (USP)	2 g
Lisibilité	0,001 g
Répétabilité	0,001 g
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	3 s

KERN EG 220-3NM

Le classique avec le système de mesure à diapason robuste



Temps de préchauffage 120 min

Carat - capacité maximale 1100 ct

Carat - lecture 0,01 ct

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale 80 %

Température maximale de fonctionnement 30 °C

Température ambiante minimale 10 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H) 320×410×230 mm

Poids brut 3,2 kg

Poids net 2 kg

Mode d'expédition Service de colis

Composant de l'emballage - en poids - papier 165 g

Composant de l'emballage - en poids - carton 905 g

Composant de l'emballage - par poids - plastique 30 g

Composant de l'emballage - par poids - styromousse 0 g

Composant d'emballage - par poids - verre 0 g

Composant d'emballage - par poids - bois 0 g

Composant d'emballage - par poids - mousse 100 g

Composant d'emballage - par poids - métal 0 g

Délai de livraison 1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage 220000

Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire) 1 mg

Poids minimum de la pièce 10 mg

Données techniques - Vérification

Valeur de vérification (e) 0,01 g

Charge minimale (Min) 0,02 g

Vérification par KERN possible Oui

Classe de vérification II

Données techniques - Illumination

Draft shield optionally available Oui

Données techniques - Analyse de l'humidité

Draft shield optionally available Yes

Services en option

DAkkS Calibrage 963-127

Vérification 965-216

Les fonctions

Standard



Option



Factory

