

# KERN ODC 895

El microscopio USB digital para tests rápidos o para sus aficiones



## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	ODC 895
Serie de modelos	ODC-89
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Cámaras para microscopio
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761190566
Modelo predecesor	ODC 893; ODC 894
Fecha de inicio prevista	2016-1HJ
Número del arancel aduanero	90118000
CE Label	Yes
País de origen	CN

## Datos técnicos - Primarios

Tipo de cámara	USB Microscopio digital
Resolución de la cámara	2 MP
Tipo de sensor	CMOS
Tamaño del sensor	1/3,2"

## Datos técnicos - Construcción

Capacidad de color	Color
Interfaces	USB 2.0
Sistema operativo	Win 10;Win 11;Win 8
Software aplicable	Microscope VIS 2.0 Pro (OXM 902);Windows Kamera App

Dimensiones (An×Pr×Al) 80×150×180 mm

## Datos técnicos - Fuente de alimentación

Enchufe	USB A
Clase de protección	Clase de protección III - tensión extrabaja de protección
Fijación del cable	Conectado permanentemente

## Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	160×158×85 mm
Peso bruto	1,00 kg
Peso neto	0,90 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	0 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	131,984 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	438 mg
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	13,432 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	0 g
Plazo de entrega	1 d

## Datos técnicos - Condiciones ambientales

# KERN ODC 895

El microscopio USB digital para tests rápidos o para sus aficiones



Temp. almacenaje Min -5 °C

Stotage Temp Max 40 °C

## Datos técnicos - Verificación

WEEE Yes

## Funciones

Standard

