


FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN CFS-A04

Fecha: 13.12.2025

ESPAÑOL



Cable en forma de Y para la conexión en paralelo de dos terminales a la interfaz de datos RS-232 de la balanza, p.ej. lámpara de señal y impresora

CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

DESCRIPCIÓN

- cable en forma de Y aparte, p. ej. para la conexión simultánea de una impresora y una lámpara de señal.
- Adecuado para las series BAN, BFB, CFS, CPB-N, GAB-N, GAB-P, IFB, KFB-TM, NFB, NFN, UFN, UFA, UFB, SFB

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	CFS-A04
Serie de modelos	CFS
Surtido	KERN
Tipo de producto	Balanzas industriales
Grupo de productos	Balanzas cuentapiezas
Tipo de uso del producto	Accesorios/DL
Código EAN (Modelo)	4045761146488
Número del arancel aduanero	84239010

Componente del embalaje - por peso - plástico 8 g

Plazo de entrega 1 d

FUNCIONES

Standard



ESPAÑOL

Datos técnicos - Primarios

Peso neto	0,109 kg
-----------	----------

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	250×100×40 mm
Peso bruto	0,15 kg
Peso neto	0,15 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	8 g