


BROCHURE DEL PRODOTTO

KERN YKA-42

Data: 04.03.2025

ITALIANO



Alimentatore di rete 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz, standard EURO/US/AUS/UK/CH

CONTACT

 Indirizzo

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

 Telefono e fax

Telefono : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

 Internet

Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIZIONE

Alimentatore di rete YKA-42 (12 V, 1 A | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz | EURO, AUS, UK, US, CH)

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	YKA-42
Modello-Serie	YKA
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Accessori generali per bilance
Gruppo di prodotti	Accessori (stampante, ecc.)
Tipo di utilizzo del prodotto	Ricambio;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761236493
Modello precedente	ABS-A01; YKA-19
Numero di tariffa doganale	85044095
CE Label	yes

Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone 20 g

Tempo di consegna 1 d

ITALIANO

Dati tecnici - Alimentazione

Adattatore di rete/adattatore incluso	AUS;CH;EURO;UK;US
Tensione di ingresso	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	120×150×63 mm
Peso lordo	0,25 kg
Peso netto	0,25 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi