

BROCHURE DEL PRODOTTO

KERN YKF-01

Data: 16.03.2025

ITALIANO



Tasto a pedale, ideale laddove l'applicazione richieda entrambe le mani libere. Funzione TARE, o PRINT controllabile. Materiale in dotazione: tasto a pedale, box collegamento, cavo di connessione. Per la funzione PRINT è necessario il cavo di interfaccia RS-232

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	YKF-01
Modello-Serie	YKF
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Accessori (stampante, ecc.)
Tipo di utilizzo del prodotto	Accessori/DL
Codice EAN (Modello)	4045761133259
Numero di tariffa doganale	84239010

FUNZIONI

Standard



ITALIANO

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	180×110×40 mm
Peso lordo	0,45 kg
Peso netto	0,25 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	0 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - vetro	0 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - legno	0 g
Tempo di consegna	1 d