

KERN 326-032

Kit di pesi, F1, 1 g - 100 g, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato, in una cassa di legno

KERN®



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	326-032
Modello-Serie	326
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML F1 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761224377
Data di inizio prevista	2019-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	1 g - 100 g
Cassa in legno	313-030-100
Peso set cassa	In una cassa di legno

Dati tecnici - Costruzione

Materiale	Acciaio inossidabile lucidato
È un set di pesi	Sì
Tipo di caso	In una cassa di legno

Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	1 g - 100 g
Classe OIML	F1
Conformità OIML	Sì

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Funzioni

Standard

Dimensioni imballo (L×P×H) 152×152×66 mm

Peso lordo 0,80 kg

Peso netto 0,80 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica 0 g

Tempo di consegna 1 d

Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS 962-416

KERN 326-032

Kit di pesi, F1, 1 g - 100 g, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato, in una cassa di legno

KERN[®]

