


## FOLLETO DEL PRODUCTO

---

# SAUTER 283-302

Fecha: 29.04.2025

ESPAÑOL



Medidor de fuerza mecánico y preciso con carcasa robusta de aluminio y una lectura en Newton

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Escanear aquí para más  
información

## DESCRIPCIÓN

- Tubo graduado de aluminio: robusto, duradero y práctico
- Escala Newton: Indicación de resultados de medición en N
- Doble escala: Para un registro rápido o preciso del resultado de la medición
- Medición de fuerza de presión: mediante un juego de presión opcional
- Asa de serie
- Alta precisión: Apoyo elástico con tornillo de tara incorporado para un ajuste de alta precisión
- Resorte de acero inoxidable sin desgaste
- Ojal de clip con rotación de 360° del enganche inferior
- Acabado de alta calidad: Escala de precisión con elevada resolución y anodizado en color, resistente a la fricción, para una lectura óptima de los resultados de medición

## ESPECIFICACIONES

### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Modelo de código de artículo | 283-302                                             |
| Serie de modelos             | 283                                                 |
| Surtido                      | Sauter                                              |
| Tipo de producto             | Medición de la fuerza                               |
| Grupo de productos           | Medidores mecánicos de fuerza y balanzas de resorte |
| Tipo de uso del producto     | Artículo principal                                  |
| Código EAN (Modelo)          | 404576 1002 197                                     |
| Número del arancel aduanero  | 84238 180                                           |

### Datos técnicos - Primarios

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Fuerza máx. Fuerza | 6 N    |
| Legibilidad        | 0,05 N |

### Datos técnicos - Sistema de medición

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Unidades                  | N        |
| Tolerancia (% desde Máx.) | 0,3%     |
| Dirección de la fuerza    | tracción |

### Datos técnicos - Funciones

|                 |    |
|-----------------|----|
| Función de pico | sí |
|-----------------|----|

### Datos técnicos - Embalaje y envío

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) | 230×26×17 mm                 |
| Peso bruto                          | 0,05 kg                      |
| Peso neto                           | 0,05 kg                      |
| Método de envío                     | Servicio de paquetes         |
| Número ONU                          | No hay mercancías peligrosas |

Componente del  
embalaje - por peso -  
plástico 0 g

Plazo de entrega 1 d

## Servicios opcionales

Calibración en fábrica 961-1610

Calibración de fábrica  
sólo push 961-1610

## FUNCIONES

Standard



Option



## ACCESORIOS

| Modelo  | Descripción                       |
|---------|-----------------------------------|
| 281-890 | Balanza de resorte SAUTER 281-890 |
| 281-892 | Pinza reforzada SAUTER 281-892    |
| 281-893 | Pinza de hilo SAUTER 281-893      |
| 285-892 | Pinza para carga SAUTER 285-892   |

## SERVICIOS

| Modelo   | Descripción                                     |
|----------|-------------------------------------------------|
| 961-1610 | Calibración de fábrica KERN 961-1610            |
| 970-012  | Extensión de la garantía (+2 años) KERN 970-012 |

## DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

| Nombre del modelo | Fuerza máx. Fuerza | Legibilidad |
|-------------------|--------------------|-------------|
| 283-152           | 1 N                | 0,01 N      |

| Nombre del modelo | Fuerza máx. Fuerza | Legibilidad |
|-------------------|--------------------|-------------|
| 283-252           | 3 N                | 0,02 N      |
| 283-302           | 6 N                | 0,05 N      |
| 283-402           | 10 N               | 0,1 N       |
| 283-422           | 25 N               | 0,2 N       |
| 283-483           | 50 N               | 0,5 N       |
| 283-502           | 100 N              | 1 N         |
| 283-602           | 200 N              | 2 N         |
| 283-902           | 500 N              | 5 N         |