

## BROCHURE DEL PRODOTTO

---

# KERN 315-307-303

Data: 19.03.2025

ITALIANO



Safety Set 5 g (F2); 100 g (F2)

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
Email : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## VETRINA DEI PRODOTTI



## DESCRIZIONE

- Questi "KERN Safety Set" contengono ciascuno un peso di calibrazione per il controllo della sensibilità, vale a dire della corretta regolazione della vostra bilancia e un piccolo peso di calibrazione per controllare l'estremità inferiore della portata, la cosiddetta pesata minima
- Come opzione il "KERN Safety Set" consente di avere spazio per un ulteriore peso di calibrazione, per controllare la vostra bilancia in base al valore di peso per voi rilevante
- Utili accessori assolutamente personalizzati per il "KERN Safety Set", come ad esempio guanti speciali, pinzette, impugnature per pesi, pennello ecc., vi supportano nel corretto utilizzo dei vostri pesi di calibrazione
- Conservandoli nella pratica custodia protettiva insieme alla vostra bilancia, potrete controllare e garantire in qualunque momento la massima precisione della vostra bilancia

## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Modello codice articolo       | 315-307-303                           |
| Modello-Serie                 | 315                                   |
| Assortimento                  | KERN                                  |
| Tipologia di prodotto         | Pesi di prova                         |
| Gruppo di prodotti            | Set di sicurezza                      |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Articolo principale;Accessori/Servizi |

Codice EAN (Modello) 4045761245600

Numero di tariffa doganale 84239090

### Dati tecnici - Sistema di misura

Pesi nominali, inclusi 5 g (F2); 100 g (F2)

Valore nominale 5 g & 100 g

Classe OIML F2

Conformità OIML sì

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Dimensioni imballo<br>(L×P×H)                          | 150×115×70 mm   |
| Peso lordo                                             | 1,00 kg         |
| Peso netto                                             | 0,50 kg         |
| Metodo di spedizione                                   | Servizio pacchi |
| Componenti<br>dell'imballaggio - in peso<br>- plastica | 500 g           |
| Tempo di consegna                                      | 1 d             |

## Dati tecnici - Verifica

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Possibilità di verifica | sì |
|-------------------------|----|

## Servizi opzionali

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Calibrazione DAkkS | 962-400-400 |
|--------------------|-------------|

## FUNZIONI

|          |
|----------|
| Standard |
|----------|



## SERVIZI

| Modello     | Descrizione                    |
|-------------|--------------------------------|
| 962-400-400 | Calibrazione DAkkS 962-400-400 |

## PARTI DI RICAMBIO

| Modello | Descrizione           |
|---------|-----------------------|
| 315-242 | Pinzetta KERN 315-242 |