

KERN 326-03

Peso singolo, classe OIML F1, 5 g, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato

KERN®



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	326-03
Modello-Serie	326
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML F1 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761223721
Modello precedente	326-03-2018a; 327-63; 329-03
Modello successivo	326-03-2025e
Data di inizio prevista	2019-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	5 g
Tolleranza (OIML)	0,16 mg
Cassa in alluminio	317-030-600
Cassa in plastica	347-030-400
Cassa in legno	317-030-100

Dati tecnici - Costruzione

Materiale	Acciaio inossidabile lucidato
-----------	-------------------------------

Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	5 g
Classe OIML	F1
Conformità OIML	Sì

Funzioni

Tolleranza (OIML)	0,16 mg
Densità (kg/m ³)	7950

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	8×8×13 mm
Peso lordo	0,05 kg
Peso netto	0,05 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	1 d

Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS	962-433
--------------------	---------

KERN 326-03

Peso singolo, classe OIML F1, 5 g, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato



Standard

